


# Safety Plus One

日々の安全対策に安心をプラス



データを集約・ペーパーレス

- 日々の健康管理
- 健康起因事故防止
- 高血圧予防
- 薬の飲み忘れ防止



HBP-9031C

オプション




指静脈認証器  
日立製PC-KCA110

個人ごとに血圧測定結果を管理できるソフトウェアです。

1

## 簡単操作で測定者を識別

計測前に自分のIDを入力して血圧測定



2

## 2種類の測定モードで高血圧を警告

アラートモードと乗務判断モードの2種類を選択可能

### アラートモード

- 個人ごとの平均値から設定値より上下するとアラート
- 各社様で設定した値を一律でアラート

### 乗務判断モード

全ト協発行血圧計活用マニュアルに基づいた乗務判断を実施

4

## 下記の血圧計とパソコンで即利用可

下記血圧計とパソコンがあればすぐに利用できます



オムロンヘルスケア社

HBP-9020, HBP-9021

HBP-9020-JP, HBP-9021-JP

HBP-9031C, HBP-9030

A&D社

TM2657P-JC, TM2657VP-JC

キャノンライフケアソリューションズ社


UDEX-i Type-I ならびに Type-II

3

## 過去の計測結果をグラフで比較

計測者毎に過去1ヵ月間、1年間の計測値の推移を視覚化して比較

※医療機関を受診される際に持参をお勧めします



測定結果はパスワードにより保護されて管理者様のみ閲覧可能